

ÜRÜN LİSTESİ

ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU ÜRÜN KODU	SEYRELTME ORANI	DİYALİZTAKİ TÜRLERİN KONSANTRASYONU								UBB	BAZ ÜRÜN KODU
		Na ⁺ mmol/L	K ⁺ mmol/L	Ca ²⁺ mmol/L	Mg ²⁺ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	CH3COO ⁻	HCO ⁻ mmol/L	Glukoz g/L		
RF-A01 5 LİTRE	35	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546494151	RF-B01
RF-A01 10 LİTRE	35	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546494021	
RF-A01G 5 LİTRE	35	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546490078	
RF-A01G 10 LİTRE	35	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546494038	
RF-A02 5 LİTRE	35	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546494229	
RF-A02 10 LİTRE	35	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546494045	
RF-A03 5 LİTRE	35	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	0	8681546490306	
RF-A03 10 LİTRE	35	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	0	8681546490320	
RF-A03G 5 LİTRE	35	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	1	8681546490290	
RF-A03G 10 LİTRE	35	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	1	8681546490313	
RF-A04 5 LİTRE	35	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	0	86815464940085	
RF-A04 10 LİTRE	35	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	0	8681546494083	
RF-A04G 5 LİTRE	35	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	1	86815464940061	
RF-A04G 10 LİTRE	35	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	1	8681546494090	
RF-A05 5 LİTRE	35	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	0	8681546490108	
RF-A05 10 LİTRE	35	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	0	8681546494106	
RF-A05G 5 LİTRE	35	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	1	8681546490092	
RF-A05G 10 LİTRE	35	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	1	8681546494113	
RF-A06 5 LİTRE	35	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	0	8681546490122	
RF-A06 10 LİTRE	35	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	0	8681546494120	
RF-A06G 5 LİTRE	35	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	1	8681546490115	
RF-A06G 10 LİTRE	35	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	1	8681546494137	
RF-A07 5 LİTRE	35	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	0	8681546490351	
RF-A07 10 LİTRE	35	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	0	8681546490405	
RF-A07G 5 LİTRE	35	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	1	8681546490337	
RF-A07G 10 LİTRE	35	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	1	8681546490382	
RF-A08G 5 LİTRE	35	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546490214	
RF-A08G 10 LİTRE	35	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546494175	
RF-A09 5 LİTRE	35	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546490221	
RF-A09 10 LİTRE	35	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546494182	
RF-A09G 5 LİTRE	35	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546495677	
RF-A09G 10 LİTRE	35	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546490016	
RF-A10 5 LİTRE	35	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	0	8681546490245	
RF-A11 5 LİTRE	35	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	0	8681546490429	
RF-A11 10 LİTRE	35	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	0	8681546490450	
RF-A11G 5 LİTRE	35	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	1	8681546490412	
RF-A11G 10 LİTRE	35	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	1	8681546490443	
RF-A12 5 LİTRE	35	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	0	8681546490283	
RF-A12 10 LİTRE	35	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	0	8681546494243	
RF-A12G 5 LİTRE	35	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	1	8681546490139	
RF-A12G 10 LİTRE	35	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	1	8681546494250	
RF-A13 5 LİTRE	35	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	0	8681546490436	
RF-A13 10 LİTRE	35	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	0	8681546494267	
RF-A13G 5 LİTRE	35	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	1	8681546490146	
RF-A13G 10 LİTRE	35	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	1	8681546494274	
RF-A14 5 LİTRE	35	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	0	8681546490160	
RF-A14 10 LİTRE	35	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	0	8681546494281	
RF-A14G 5 LİTRE	35	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	1	8681546490153	
RF-A14G 10 LİTRE	35	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	1	8681546494298	
RF-A15 5 LİTRE	35	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	0	8681546490344	
RF-A15 10 LİTRE	35	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	0	8681546494304	
RF-A15G 5 LİTRE	35	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	1	8681546490184	
RF-A15G 10 LİTRE	35	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	1	8681546494311	
RF-A16 5 LİTRE	35	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	0	8681546490368	
RF-A16 10 LİTRE	35	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	0	8681546494328	
RF-A16G 5 LİTRE	35	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	1	8681546490375	
RF-A16G 10 LİTRE	35	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	1	8681546494335	
RF-A17 10 LİTRE	35	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	0	8681546494342	
RF-A17G 5 LİTRE	35	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	1	8681546490399	
RF-A17G 10 LİTRE	35	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	1	8681546494359	

RF-A18 5 LITRE	35	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546490474
RF-A18 10 LITRE	35	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546490498
RF-A18G 5 LITRE	35	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546490467
RF-A18G 10 LITRE	35	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546490481
RF-A19 5 LITRE	35	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546490511
RF-A19 10 LITRE	35	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546490535
RF-A19G 5 LITRE	35	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546490504
RF-A19G 10 LITRE	35	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546490528
RF-A20 5 LITRE	35	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546490559
RF-A20 10 LITRE	35	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546490573
RF-A20G 5 LITRE	35	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546490542
RF-A20G 10 LITRE	35	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546490566

RF-A41 10 LITRE	45	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	0	8681546490597
RF-A41G 10 LITRE	45	138	2	1,25	0,5	108,50	3	32	1	8681546490580
RF-A42 10 LITRE	45	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	0	8681546490610
RF-A42G 10 LITRE	45	138	2	1,50	0,5	109,00	3	32	1	8681546490603
RF-A43 10 LITRE	45	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	0	8681546490634
RF-A43G 10 LITRE	45	138	2	1,75	0,5	109,50	3	32	1	8681546490627
RF-A44 10 LITRE	45	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	0	8681546490191
RF-A44G 10 LITRE	45	138	1	1,50	0,5	108,00	3	32	1	8681546494830
RF-A45 10 LITRE	45	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	0	8681546494908
RF-A45G 10 LITRE	45	138	1	1,25	0,5	107,50	3	32	1	8681546494915
RF-A46 10 LITRE	45	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	0	8681546490207
RF-A46G 10 LITRE	45	138	1	1,75	0,5	108,50	3	32	1	8681546494939
RF-A47 10 LITRE	45	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546494946
RF-A47G 10 LITRE	45	140	1	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546494953
RF-A48 10 LITRE	45	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546494960
RF-A48G 10 LITRE	45	140	1	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546494977
RF-A49 10 LITRE	45	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546494984
RF-A49G 10 LITRE	45	140	1	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546494991
RF-A50 10 LITRE	45	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	0	8681546490238
RF-A50G 10 LITRE	45	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	1	8681546495011
RF-A51 10 LITRE	45	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	0	8681546495028
RF-A51G 10 LITRE	45	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	1	8681546495035
RF-A52 10 LITRE	45	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	0	8681546490252
RF-A52G 10 LITRE	45	140	2	1,75	0,5	111,50	3	32	1	8681546495059
RF-A53 10 LITRE	45	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	0	8681546490276
RF-A53G 10 LITRE	45	140	3	1,50	0,5	112,00	3	32	1	8681546495073
RF-A54 10 LITRE	45	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	0	8681546495080
RF-A54G 10 LITRE	45	140	3	1,25	0,5	111,50	3	32	1	8681546495097
RF-A55 10 LITRE	45	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	0	8681546495103
RF-A55G 10 LITRE	45	140	3	1,75	0,5	112,50	3	32	1	8681546494878
RF-A56 10 LITRE	45	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	0	8681546490658
RF-A56G 10 LITRE	45	138	3	1,25	0,5	109,50	3	32	1	8681546490641
RF-A57 10 LITRE	45	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	0	8681546490672
RF-A57G 10 LITRE	45	138	3	1,50	0,5	110,00	3	32	1	8681546490665
RF-A58 10 LITRE	45	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	0	8681546490696
RF-A58G 10 LITRE	45	138	3	1,75	0,5	110,50	3	32	1	8681546490689

RF-A84G 10 LITRE	36,83	140	2	1,50	0,5	111,00	3	32	1	8681546495691
RF-A85G 8 LITRE	36,83	140	2	1,25	0,5	110,50	3	32	1	8681546493734

RF-B01